

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Η ράμπα αναπηρικού Αμαξιδίου είναι ένα κεκλιμένο επίπεδο που εγκαθίσταται επιπλέον ή αντί σκαλοπατιών. Οι ράμπες επιτρέπουν στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, καθώς και στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν καροτσάκια, περιπατητήρες ή άλλα τροχοφόρα προϊόντα, να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε ένα κτίριο, σε μία περιοχή με σκαλοπάτια, σε τροχοφόρα οχήματα ή να περιηγούνται μεταξύ περιοχών διαφορετικού ύψους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως φορητή είτε ως σταθερή ράμπα πρόσβασης ανάλογα με το μοντέλο που έχετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ (!):

- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί & επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Η χρήση του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο
- Η MOBIAK A.E απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή χρήση άλλη από αυτή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η MOBIAK A.E διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του.
- Υπάρχει Πιθανότητα Απόκλισης των Διαστάσεων των Προϊόντων Εύρους $\pm 3\%$.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό ή οποιονδήποτε διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, εάν δεν έχετε πρώτα διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αδυνατείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις ή τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή το τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη.
- Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.
- Να φυλάξετε το παρόν έντυπο για μελλοντική χρήση.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τα παιδιά είναι κοντά και ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή εκεί που υπάρχουν κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν παγίδευση των άκρων και τραυματισμούς
- Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το προϊόν από οποιοδήποτε συναρμολογούμενο μέρος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για διαφορετικό σκοπό από το προβλεπόμενο.
- Μην υπερβαίνετε το βάρος του μέγιστου φορτίου ανοχής.
- Να επιτρέπεται μόνο σε ένα άτομο ή αναπηρικό να χρησιμοποιεί τη ράμπα κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε τη ράμπα πολύ αργά. Μην οδηγείτε σκούτερ ή ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο σε πλήρη ταχύτητα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή/και τραυματισμό.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγξτε εάν ο σκελετός έχει υποστεί ζημιά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος. Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό.
- Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον με τον εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο αντιπρόσωπο
- Ελέγξτε εάν το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά και όλες οι βίδες είναι ασφαλείς και καλά βιδωμένες.
- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των μηχανικών μερών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη ασφαλής χρήση του προϊόντος για ανθρώπους και αντικείμενα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ράμπα είναι ανοιγμένη και τοποθετημένη με ασφάλεια πριν από κάθε τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στη ράμπα είναι περίπου στο κέντρο μεταξύ του αριστερού και του δεξιού τμήματος. Μην σκύβετε πάνω από την άκρη κατά τη χρήση.
- Η ράμπα μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα. Συνδέστε τη ράμπα χρησιμοποιώντας τις δύο οπές που υπάρχουν στο μπροστινό μέρος της ράμπας και κατάλληλους συνδετήρες ή εξοπλισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Χρησιμοποιήστε την χαμηλότερη δυνατή κλίση ανάβασης ή κατάβασης και μην υπερβείτε την κλίση που προτείνει ο κατασκευαστής του αμαξιδίου σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάξετε το προϊόν σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης του προϊόντος σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας τον άχρηστο πλέον προϊόν σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών του προϊόντος σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση και το κατάλληλο επίπεδο υγιεινής, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί αυτές τις διαδικασίες πριν από κάθε χρήση.

Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει τη δομική ακεραιότητα του προϊόντος και των εξαρτημάτων αυτού. Για τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πρέπει να φοράτε γάντια.
- Αφαιρέστε τις εμφανείς ακαθαρσίες πριν προχωρήσετε σε πιο λεπτομερή καθαριότητα.
- Χρησιμοποιήστε νερό ή ήπιο απορρυπαντικό για τη διαδικασία καθαρισμού.
- Σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό πανί.
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν βρεγμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του πλαισίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της επιστρώσης του προϊόντος.
- Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.
- Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα.
- Λίπανση: το προϊόν έχει σχεδιαστεί για ελάχιστη συντήρηση. Ωστόσο, ελέγχετε κάθε έξι μήνες τη λίπανση στα κινούμενα-μηχανικά μέρη, αυτό θα εξασφαλίζει τη βέλτιστη διάρκεια.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικονογραφίες για την συναρμολόγηση είναι ενδεικτικές για να κάνουν ευκολότερη την συναρμολόγηση ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές από την πραγματικότητα. Το προϊόν παραδίδεται συναρμολογημένο και είναι έτοιμο για χρήση.

INTENDED USE:

A wheelchair ramp is an inclined plane installed in addition to or instead of stairs. Ramps permit wheelchair users, as well as people pushing strollers, rollators, carts, or other wheeled products, for more easily access to a building, to an area with steps, to wheeled vehicles or navigate between areas of different height.

It can be used either as a portable or fixed access ramp according to the model you have.

CAUTION (!):

- In case of damage or malfunction of your product DOT NOT use the product and please contact the authorized and trained representative.
- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- MOBIAK S.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- MOBIAK S.A reserves the right to change the information contained in this document without previous notice
- There is a $\pm 3\%$. Deviation for the Dimensions of the Products.

DECLARATION OF CONFORMITY:

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

GENERAL SAFETY WARNINGS:

- If you don't read this user manual, it is preferable not to use this product or another available part. If you don't understand the usage or the precautions, please contact with the dealer or the proper technical person before you use the product because may be caused damage.
- Keep away the product from heat sources.
- Save this document for future reference.
- Be careful when children are nearby and do not allow the children to play with the product.
- Special care is always required where there are moving parts that can cause limb entrapment and injury.
- Do not attempt to lift the product by any removable parts.
- Do not use the product for a different purpose from the intended one.
- Do not exceed the weight limit of the safe working load.
- Only allow one person or mobility vehicle to use the ramp each time.
- Only use the ramp very slowly. Do not drive the scooter or power-wheelchair at full speed as this could cause damage and/or injury.

BEFORE EVERY USE:

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use of the product. (There are no cracks or fractures in the frame).
- In case of damage do not use the product and contact your dealer for further instructions.
- Check, if the product is properly assembled and all screws are secure and well screwed on.
- Always check the condition of wear for the mechanical parts to ensure the absolute safe use of the product for people and objects
- Ensure the ramp is folded out and securely positioned before every use.
- Ensure the load on the ramp is approximately central between the left and right sections. Do not lean over the edge during use.
- The ramp can be permanently installed. Attach the ramp using the two holes predrilled at the front of the ramp and suitable fasteners, that not included in the packaging.
- Use the lowest possible inclination of ascent or descent and do not exceed the inclination proposed by the manufacturer of your wheelchair.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

If one day you find that your product needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- Do not dispose your product along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your product must be disposed.
- Correct disposal of your product helps the protection of the environment as well as the recycling of the product's components.

MAINTENANCE, CLEANING & DISINFECTION INFORMATION:

To guarantee a safe use and adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use.

The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

- Gloves should be worn.
- Remove the evident dirt before to proceed with the most accurate cleaning.
- Use water or mild detergent for the cleaning procedure.
- Wipe with a dry and clean cloth.
- DO NOT leave the product wet.
- Do not use chemical cleaners to clean the frame. This could cause damage to the surface of the product
- If you need to disinfect the product, use a common, mild disinfectant
- Protect the item from scratches, cuts and punctures.
- Lubrication: the product has designed for a minimal maintenance; however, check every six months the lubrication on the moving & mechanical parts, this would ensure an optimal duration.

ASSEMBLING:

NOTE: The illustrations for the assembly are indicative to make the assembly easier. May be differences from reality.

The product is assembled and ready for use.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο γοήστης και/ή ο ασθενής

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

0805401:

- 1) Ανοίγουμε το κύριο τμήμα της ράμπας ώστε να είναι ίσιο.
- 2) Ευθυγραμμίζουμε το πλευρικό τμήμα της ράμπας εξασφαλίζοντας ότι το κόψιμο σε αυτό το τμήμα βρίσκεται στο κάτω μέρος της ράμπας. (η κορυφή της ράμπας είναι εκεί που έχει τις δύο σπές)
- 3) Ασφαλίστε τα τμήματα με το κύριο πλαίσιο μαζί χρησιμοποιώντας το μάνταλο στην κάτω πλευρά της ράμπας.
- 4) Επαναλάβετε τα σημεία 2 και 3 για το άλλο πλευρικό τμήμα.
- 5) Για να διπλώσετε : Απελευθερώστε και τις δύο ασφάλειες κάτω από τη ράμπα.
- 6) Αφαιρέστε και τα δύο πλευρικά τμήματα.
Μπορείτε τώρα να τυλίξετε το κύριο πλαίσιο ράμπας.

0805401:

- 1) Roll out the main section of the ramp so it is straight.
- 2) Line up the side section of ramp ensuring the cut out on this section is at the bottom of the ramp. (the top of the ramp is where two holes are drilled through).
- 3) Lock the sections with the main frame together using the latch on the underside of the ramp.
- 4) Repeat points 2 and 3 for the other side section.
- 5) To fold : Release both latches underneath the ramp.
- 6) Remove both side sections.
You can now roll up the main ramp frame.

0805402 & 0805403:

- 1) Carry the ramp to the required area using the carry handle.
- 2) UnFold the ramp.
- 3) Position the ramp so the top of the ramp is higher (the top of the ramp is where two holes are drilled through).
- 4) The top of the ramp has a lip to allow secure and comfortable operation.
- 5) Ensure this lip is fully on the step or car entrance and at 90° to the object

0805402 & 0805403:

- 1) Μεταφέρετε τη ράμπα στην απαιτούμενη περιοχή χρησιμοποιώντας τη λαβή μεταφοράς.
- 2) Ξεδιπλώστε τη ράμπα.
- 3) Τοποθετήστε τη ράμπα έτσι ώστε η κορυφή της ράμπας να είναι σε ψηλότερο σημείο. (η κορυφή της ράμπας είναι εκεί που έχει τις δύο σπές).
- 4) Η κορυφή της ράμπας έχει ένα χείλος που επιτρέπει την ασφαλή και άνετη λειτουργία.
- 5) Βεβαιωθείτε ότι αυτό το χείλος εφάπτεται στο σκαλοπάτι ή στην είσοδο του

| REF.: | GTIN-14 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | EN DESCRIPTION |
|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0805400 | 05213006904844 | ΡΑΜΠΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ | TELESCOPIC RAMP 7FT/ 213CM |
| 0805401 | 05213006904851 | ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ - ΡΟΛΟ | ROLL UP RAMP |
| 0805402 | 05213006904868 | ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 91cm (ΒΑΛΙΤΣΑ) | FOLDBLE RAMP 3FT/ 91CM - SUITCASE |
| 0805403 | 05213006904875 | ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 152cm (ΒΑΛΙΤΣΑ) | FOLDABLE RAMP 5FT/ 152CM - SUITCASE |

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται) & εταιρίες μεταφορών. Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής

WARRANTY:

The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date. The warranty apply on factory defects & DOES NOT apply on damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT apply on the parts, that can wear out during use or over time. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) & carriers are not covered by the warranty. No service or spare part is applied unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the end user- customer or by the dealer.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / WARRANTY FORM:

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / BUYERS DETAILS: | |
|-------------------------------------------------------|--|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ FULL NAME: | |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ PURCHASING DATE: | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE: | |
| LOT OR SERIAL NUMBER: | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ / DEALER DETAILS | |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ / FULL NAME: | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ / PHONE: | |
| ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ / SIGN AND SIGNATURE | |

Ερμηνεία συμβολών που βρίσκονται στην ετικέτα στο χαρτοκιβώτιο ή & στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, master carton and or user manual



0805400:

- 1) Για να επεκτείνετε τη ράμπα σε όλο το μήκος της, πατήστε το κουμπί και τραβήξτε αργά το στενότερο τμήμα της ράμπας ενώ κρατάτε το άλλο τμήμα, μέχρι να κλειδωθεί στη θέση του.
- 2) Επαναλάβετε αυτό για το άλλο τμήμα της ράμπας.
- 3) Αυτή η ράμπα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να εγκατασταθεί μόνιμα σε ένα μέρος

0805400:

- 1) To extend the ramp to it's full length, push the button and slowly pull out the narrowest section of the ramp while holding the widest section, until it is locked in position.
- 2) Repeat this for the other ramp section.
- 3) This ramp CANNOT be permanently installed.

| | | 0805400 | 0805401 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ | FRAME | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM |
| ΜΗΚΟΣ | LENGTH | 120-213 cm | 93 cm |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ-ΑΝΟΙΧΤΗ | FULL WIDTH | 18,9 cm | 76 cm |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ | INNER WIDTH OF EACH PART | 13 cm | - |
| ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ANTI-SLIPPERY TAPE | ΝΑΙ / YES STANDARD | ΟΧΙ, ΜΑΖΕΥΕΙ ΣΑΝ ΡΟΛΟ / NO, CAN BE FOLDED AS ROLL |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ | MAX LOAD | 270 Kg | 270 Kg |
| ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΟΔΟΥ-ΜΗΚΟΣ | RISE-LENGTH RATIO | ΑΝΑ 30cm ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ ΙΣΧΥΕΙ 5cm ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ / MAXIMUM HEIGHT OF 5cm PER 30cm RAMP | ΑΝΑ 30cm ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ ΙΣΧΥΕΙ 5cm ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ / MAXIMUM HEIGHT OF 5cm PER 30cm RAMP |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΛΙΣΗΣ | MAXIMUM TILT HEIGHT | 35cm | 15,5cm |
| ΚΑΘΑΡΟ - ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ | NET - GROSS WEIGHT | 8,6Kg-9.5Kg | 6,8Kg-7,8Kg |

| | | 0805402 | 0805403 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ | FRAME | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM |
| ΜΗΚΟΣ | LENGTH | 91 cm | 152 cm |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ-ΑΝΟΙΧΤΗ | FULL WIDTH | 73 cm | 73 cm |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ | INNER WIDTH OF EACH PART | 36 cm | 36 cm |
| ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | ANTI-SLIPPERY TAPE | ΝΑΙ / YES STANDARD | ΝΑΙ / YES STANDARD |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ | MAX LOAD | 270 Kg | 270 Kg |
| ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΟΔΟΥ-ΜΗΚΟΣ | RISE-LENGTH RATIO | ΑΝΑ 30cm ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ ΙΣΧΥΕΙ 5cm ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ / MAXIMUM HEIGHT OF 5cm PER 30cm RAMP | ΑΝΑ 30cm ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΠΑΣ ΙΣΧΥΕΙ 5cm ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ / MAXIMUM HEIGHT OF 5cm PER 30cm RAMP |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΛΙΣΗΣ | MAXIMUM TILT HEIGHT | 15cm | 25cm |
| ΚΑΘΑΡΟ - ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ | NET - GROSS WEIGHT | 7,3Kg-8,6Kg | 13Kg-14Kg |



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ
USER MANUAL: RAMP FOR WHEELCHAIRS



MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

