

GR EN



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: **ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ**
USER MANUAL: **SHOWER & BATHTUB CHAIR**

REF :0806064 & 0806505 & 0806065

CE

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η καρέκλα μπάνιου είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους ενώ κάθονται σε αυτήν, μειώνοντας την μυϊκή κόπωση λόγω της όρθιας θέσης καθώς και των κινδύνων ολίσθησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εντός ή εκτός της μπανιέρας ή στη ντουζιέρα.



ΚΩΔ.: 0806064
ΜΕ ΠΛΑΤΗ



ΚΩΔ.: 0806505



ΚΩΔ.: 0806065

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος για τους κωδικούς 0806064 & 0806505

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔ.: 0806064	 36cm 37cm 50,5cm 30,5cm 34-52cm 37cm 100kg
ΚΩΔ.: 0806505	 51cm 31cm 42-52cm 100kg
ΚΩΔ.: 0806065	 40cm 21cm 74cm - 75Kg

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Το προϊόν έρχεται, συναρμολογημένο έτοιμο προς χρήση. Ενδέχεται να χρειαστεί να συναρμολογήσετε μέρος της πλάτης ή των μεταλλικών ποδιών.

ΣΥΜΒΟΛΑ

Παρακαλώ συμβουλευθείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζετε συχνά κάθε τμήμα της καρέκλας. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί και ήπιο σαπούνι στις επιφάνειες όπου χρήζουν καθαρισμό. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Εάν πρέπει να απολυμάνετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε ένα κοινό, ήπιο απολυμαντικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!)

Πριν την χρησιμοποιήσετε ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι:

- Ότι είναι σωστά συναρμολογημένα.
- Ότι τα άκρα της ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα ή στην μανιέρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε την καρέκλα μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Τοποθετήστε την καρέκλα στο πάτωμα και ελέγξτε ότι εφαρμόζει σωστά σε αυτή τη θέση.
- Ρυθμίστε το ύψος των άκρων, εφόσον απαιτείται.
- Μεταφέρετε το χρήστη στην καρέκλα.
- Βεβαιωθείτε ότι η καρέκλα είναι ασφαλισμένη και δεν ταλαντεύεται πριν ξεκινήσετε το μπάνιο.
- Μην αφήνετε τον χρήστη μόνο του, χωρίς επίβλεψη



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με αποκλειστική μας ευθύνη δηλώνουμε ότι τα αναφερόμενα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα στην παρούσα δήλωση είναι χαμηλής Κατηγορίας Διακινδύνευσης (Risk Class I) και πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 745/2017 και κατά περίπτωση τα αναφερόμενα πρότυπα και νομοθεσία.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό προκύψει σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης και/ή ο ασθενής

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, κακή συντήρηση, τροποποίηση, κατάχρηση ή και μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Επίσης ΔΕΝ καλύπτει φθειρόμενα μέρη όπως την ταπετσαρία, ρόδες, φρένα, ξύλο ή πλαστικά μέρη και ότι μπορεί να φθαρεί κατά την διάρκεια της χρήσης ή με το πέρασ του χρόνου ή με την του νερού.

Επίσης δεν καλύπτονται εντός εγγύησης ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή επισκευή, προβλήματα τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), και εταιρίες μεταφορών.

Καμία εργασία ή ανταλλακτικό δεν καλύπτεται αν δεν έχει ελεγχτεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον κατασκευαστή του προϊόντος. Τα έξοδα μεταφοράς για τον έλεγχο πληρώνονται από τον χρήστη ή πελάτη ή από το κατάστημα λιανικής.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:			
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:		ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:			
LOT :			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:			
			ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

INTENDED USE

The bath chair is designed to allow disabled people to be able to enjoy a bath while sitting on it. Can be used inside or outside of the tub and the shower, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injuries risk.



Ref.: 0806064
ΜΕ ΠΛΑΤΗ



Ref.: 0806505



Ref.: 0806065

SPECIFICATIONS

- Adjustable height (for items 0806064 & 0806505)

DIMENSIONS

Ref.: 0806064								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>36cm</td> <td>37cm</td> <td>50,5cm</td> <td>30,5cm</td> <td>34-52cm</td> <td>37cm</td> <td>100kg</td> </tr> </tbody> </table>	36cm	37cm	50,5cm	30,5cm	34-52cm	37cm	100kg
36cm	37cm	50,5cm	30,5cm	34-52cm	37cm	100kg		
Ref.: 0806505								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>51cm</td> <td>31cm</td> <td>42-52cm</td> <td>100kg</td> </tr> </tbody> </table>	51cm	31cm	42-52cm	100kg			
51cm	31cm	42-52cm	100kg					
Ref.: 0806065								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>40cm</td> <td>21cm</td> <td>74cm</td> <td>-</td> <td>75Kg</td> </tr> </tbody> </table>	40cm	21cm	74cm	-	75Kg		
40cm	21cm	74cm	-	75Kg				

ASSEMBLING:

The product is, assembled ready to use. You may need to assemble part of the back or the metal legs.

SYMBOLS

Please refer on **ANNEX A**

MAINTENANCE & CLEANING

Clean every part of the bath chair often. Use only a damp cloth and mild soap on surfaces that need cleaning. Then dry well before using the product. If you must disinfect the product, use a common, mild disinfectant.

IMPORTANT!

Before using it take care of the following:

- That the chair is correctly assembled
- That the legs end firmly touching the floor or on the bathtub.



WARNING

If trouble occurs in any of the above, **DO NOT** use the seat until the problem is resolved.

FURTHER INSTRUCTIONS

- Position the on the floor and check that it is correctly in this position.
- If necessary, adjust the height.
- Transfer the user in the chair.
- Make sure that the chair is secure and does not swing before starting the bath.
- Do not leave the user alone, unsupervised.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If one day you find that your device needs to be replaced or it is no longer working for you, consider protecting the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.

E.C. DECLARATION OF CONFORMITY

We are solely responsible for declaring that the Medical Devices mentioned in this statement are of Low-Risk Class (Class I) and comply with the requirements of the European Regulation 745/2017 and where appropriate, the standards and legislation referred to.

INCIDENT REPORTING:

Any serious incident that occurs in relation to use of the device must be reported to the manufacturer and a competent authority of the Member State in which the user and / or patient resides.

WARRANTY



















The product is guaranteed for a period of one (1) year from the purchasing date. The warranty covers factory defects & DOES NOT cover damages resulting from misuse, poor maintenance, modification, overuse, or non-compliance with the product's operating instructions. Also DOES NOT cover the parts that can be worn out during use or over time or from water, like the upholstery, wheels, brakes, wood, plastic parts, or metal parts. Damages or defects caused by natural disasters, unauthorized maintenance or repair, power supply problems (where applicable) and carriers are not covered by the warranty. No service or spare part is covered unless it has been inspected by an authorized service department or the manufacturer of the product. Shipping costs for goods of warranty are to be paid by the user-customer or by dealer.

WARRANTY CLAIM FORM

BUYERS DETAILS:			
FULL NAME:			
PURCHASING DATE:		PHONE:	
SERIAL NUMBER:			
LOT :			
DEALER DETAILS			
FULL NAME:			
DDRESS:			
PHONE:			
			SIGN AND SIGNATURE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΜΒΟΛΑ ANNEX A. SYMBOLS

Ερμηνεία Συμβόλων που Βρίσκονται στην Ετικέτα, στο Χαρτοκιβώτιο ή στις Οδηγίες χρήσης του Προϊόντος
Description of symbols that have been printed on the label, Master Carton and or User Manual

	Ιατρική Συσκευή Medical Device		Σήμα συμμόρφωσης CE CE Mark
	Κατασκευαστής Manufacturer		Ημερομηνία Παραγωγής Production Date
	Κωδικός Προϊόντος Product Number		Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης Read the instruction for use
	Σειριακός Αριθμός Serial Number		Μην χρησιμοποιείται εάν το κουτί είναι κατεστραμμένο Do not use if Package is Damage
	Αριθμός Παρτίδας Batch Number		Τοποθετήστε με αυτή τη Φορά Right Way Up
	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Unique Device Identification		Κρατήστε μακριά από ηλιοφάνεια Keep away from sunlight
	Διατηρήστε Στεγνό Keep Dry		Ύψος στοίβαξης 3 κιβώτια Stacking Height
	Χειριστείτε με προσοχή Handle With Care		Εύθραυστο Fragile
	Χρήση Μόνο για Εσωτερικό Χώρο In Door Use Only		Απόρριψη Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων Waste Electrical and Electronic Equipment Directive