

SHOPPRIDER®

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλείστε να
διαβάσετε το εγχειρίδιο
κατόχου πριν οδηγήσετε
το σκούτερ σας.



TE-GK9

Εγχειρίδιο κατόχου

SHOPRIDER®

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	3
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΙ	6
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ	10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ	12
ΕΝΑΡΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ	13
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ	14
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	15
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	17
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	19
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	20
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	21
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ.....	22

SHOPRIDER®

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του σκούτερ Shoprider®. Αυτό το σκούτερ ενσωματώνει τα τελευταία καινοτόμα σχέδια με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στα σκούτερ Shoprider®. Το σκούτερ μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιορισμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Τα κιβώτια ταχυτήτων άμεσης κίνησης και τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα προσφέρουν ασφαλή και αποδοτική οδήγηση. Αυτό το σκούτερ Shoprider® είναι σχεδιασμένο για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και διεξοδικά πριν από τη χρήση του σκούτερ σας και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλες τις οδηγίες.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

1. Χειρολαβή τιμονιού
2. Κάθισμα
3. Υποβραχιόνια
4. Τροχοί αποφυγής ανατροπής
5. Ανθεκτικά στη διάτρηση ελαστικά
6. Πατάκι υποπόδιου
7. Μπροστινός προφυλακτήρας
8. Λαβή ρύθμισης τιμονιού
9. Αποσπώμενο καλάθι





ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μη μεταφέρετε επιβάτες.
- Αυτό το προϊόν κινητικότητας προορίζεται για να σας βοηθήσει. Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου πριν από τη χρήση του σκούτερ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, επικοινωνήστε άμεσα με τον αντιπρόσωπό σας για συμβουλές.
- Μην υπερβαίνετε κλίσεις μεγαλύτερες από 9 μοίρες (15% βαθμός κλίσης).
- Το βάρος του οδηγού ενδέχεται να υπερβαίνει το βάρος της μονάδας. Η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται κατά την περιστροφή.
- Μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το σκούτερ εκτός εάν το φρένο είναι ενεργοποιημένο και το σκούτερ απενεργοποιημένο.
- Μην απενεργοποιείτε το σκούτερ ενώ το σκούτερ κινείται.
- Μην οδηγείτε το σκούτερ σε μέρη όπου το περπάτημα δεν είναι ασφαλές ή νόμιμο.
- Μην επιχειρήσετε να ανεβείτε σε κράσπεδο πεζοδρομίου με ύψος μεγαλύτερο από 60 χιλιοστά. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανατροπή του σκούτερ σας, με αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη του σκούτερ. Σε κράσπεδα χαμηλότερα των 60 χιλιοστών, να προσεγγίζετε πάντα με γωνία 90 μοιρών και με χαμηλή ταχύτητα.
- Μην πίνετε και μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε το σκούτερ σας.
- Μην υπερβαίνετε το προτεινόμενο όριο βάρους χρήστη για τη χρήση του προϊόντος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Να έχετε πάντα τα πόδια σας πάνω στο σκούτερ όταν κινείται.
- Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωματική ικανότητα να χειριστείτε αυτή τη μονάδα. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο/τον γιατρό σας.
- Πάντα να επιβραδύνετε και να πηγαίνετε προσεκτικά όταν κινείστε σε τραχύ ή ανώμαλο έδαφος.
- Για τα άτομα με προβλήματα ισορροπίας, εξασκηθείτε στον τρόπο ανάβασης στο σκούτερ με τη βοήθεια ενός καταρτισμένου επαγγελματία υγείας.
- Μη χρησιμοποιείτε το σκούτερ χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι τροχοί αποφυγής ανατροπής.
- Μη χρησιμοποιείτε τις κυλιόμενες σκάλες για τη μετακίνηση του σκούτερ μεταξύ των ορόφων γιατί ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Μην οδηγείτε το σκούτερ σε κεκλιμένο επίπεδο όπου υπάρχουν λάδια, νερό ή πάγος.
- Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε το σκούτερ από το κάθισμα, το τιμόνι, το πίσω κάλυμμα του σκελετού ή οποιοδήποτε άλλο αποσπώμενο εξάρτημα. Οποιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή βλάβη στο σκούτερ.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον αρχικό κατασκευαστή του σκούτερ.
- Προτού καθίσετε ή κατεβείτε από το σκούτερ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ το κλειδί από τη μίζα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ είναι απενεργοποιημένη και το σκούτερ δεν μπορεί να κινηθεί με τη δική του ισχύ. Ως γενική προφύλαξη, πρέπει πάντα να αφαιρείτε το κλειδί από τη μίζα όταν το σκούτερ δεν χρησιμοποιείται. Αυτό θα αποτρέψει τη χρήση από μη εκπαιδευμένα και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Μη συνδέσετε καμία ξένη συσκευή στη μπαταρία του σκούτερ ή τη θύρα φόρτισης. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της συσκευής, του σκούτερ και σωματικές βλάβες.

SHOPRIDER®

- Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι έχει προσαρμοστεί και ασφαλιστεί σωστά για τον χρήστη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού.
- Δεν επιτρέπεται να κάθονται άτομα στο σκούτερ όταν το μεταφέρετε με κάποιο όχημα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή τραυματισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε το σκούτερ στη βροχή, κοντά σε ντους ή σε υγρό μπάνιο. Η άμεση έκθεση σε βροχή ή υγρασία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των ηλεκτρικών του σκούτερ και πρόωρη εμφάνιση σκουριάς.
- Μην ακουμπάτε ή τραβάτε προς τα εμπρός το τιμόνι, ενώ συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε το σκούτερ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα και μην την ενεργοποιείτε με το κλειδί ενώ φορτίζει.
- Κάθε φορά που χαλαρώνει κάποιος κεντρικός κοχλίας του συστήματος τροχών, παρακαλείστε να τον αντικαθιστάτε με έναν κατάλληλο νέο κοχλία από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και να τον ασφαλίσετε με ροπή 240 ± 5 kg-cm μαζί με κόλλα Loctite 271 (ή αντίστοιχο προϊόν).
- Φορτίζετε τις μπαταρίες καθημερινά μετά τη χρήση.
- Το βύσμα φόρτισης πρέπει να αφαιρεθεί από το σκούτερ μετά τη φόρτιση.
- Τα καλώδια της μπαταρίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένα επάνω στους πόλους της μπαταρίας από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους πριν από τη χρήση της μονάδας.
- Οι μπαταρίες πρέπει να είναι στερεωμένες σωστά και με ασφάλεια.
- Κανένα καλώδιο δεν πρέπει να είναι χαλαρό όταν η μονάδα κινείται.
- Πρέπει να ελέγχετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.
- Πάντα να φορτίζετε τις μπαταρίες της μονάδας σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Σε περίπτωση που η μονάδα βρεθεί πάνω από ή πέσει μέσα σε βαθιά νερά, παρακαλείστε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα και να ζητήσετε αμέσως βοήθεια από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τη φόρτιση, την αφαίρεση και την τοποθέτηση των μπαταριών. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή/και ζημιά στη μονάδα ή σε παρακείμενα αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα κατά τρόπο που να υπερβαίνει τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το μοχλό αντίχειρα/δαχτύλου πριν από την ενεργοποίηση του διακόπτη με κλειδί, διαφορετικά η λειτουργία δεν θα επιτρέπεται μέχρι να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το διακόπτη με κλειδί.
- Ο περιστροφικός επιλογέας ταχύτητας πρέπει να ρυθμίζεται κάτω από το 6 για μείωση της ταχύτητας όταν κινείστε σε επίπεδο με κλίση, ώστε να προλαμβάνεται ο τραυματισμός του επιβάτη ή η πρόκληση ζημιάς σε εξαρτήματα του σκούτερ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ EMI

Τα σκούτερ Shorprider® μπορεί να είναι ευαίσθητα σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI), ένα είδος παρεμβολής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (EM), η οποία εκπέμπεται από πηγές όπως ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί, πομποί ερασιτεχνικού ραδιοφώνου (HAM), αμφίδρομο ραδιόφωνο και κινητά τηλέφωνα. Οι παρεμβολές (από πηγές ραδιοκυμάτων) μπορούν να προκαλέσουν απελευθέρωση των φρένων του σκούτερ, αυτόνομη μετακίνηση ή ακούσια κίνηση προς κάποια κατεύθυνση. Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο σύστημα ελέγχου του σκούτερ. Οι πηγές των ακτινοβολούμενων EMI μπορούν να ταξινομηθούν γενικά σε τρεις τύπους:

1. Φορητοί πομποδέκτες (πομποί-δέκτες) χειρός με την κεραία τοποθετημένη απευθείας στη μονάδα μετάδοσης. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής: συσκευή ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB), φορητό ραδιοτηλέφωνο, πομποδέκτες προστασίας, φωτιάς και αστυνομίας, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές προσωπικής επικοινωνίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Ορισμένα κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές μεταδίδουν σήματα όταν είναι ενεργοποιημένα, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται.

2. Οι κινητοί πομποδέκτες μεσαίας εμβέλειας, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα αστυνομικά οχήματα, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα ασθενοφόρα και τα ταξί. Σε αυτά τα οχήματα η κεραία συνήθως βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος.
3. Πομποί και πομποδέκτες μεγάλης εμβέλειας, όπως οι εμπορικοί πομποί εκπομπής (πύργοι κεραιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης) και ερασιτεχνικά (HAM) ραδιόφωνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Άλλοι τύποι φορητών συσκευών, όπως ασύρματα τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ραδιόφωνα AM/FM, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής CD και κασετόφωνα, καθώς και μικρές συσκευές, όπως ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και πιστολάκια μαλλιών, βάσει αυτών που γνωρίζουμε, δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν προβλήματα στο σκούτερ.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI) του σκούτερ

Επειδή η ενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών γίνεται πιο έντονη καθώς μετακινούμαστε πιο κοντά στην κεραία εκπομπής (πηγή), τα πεδία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών από ραδιοφωνικές πηγές χειρός (πομποδέκτες) προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Υπάρχει πιθανότητα να φέρουμε ακούσια υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας πολύ κοντά στο σύστημα ελέγχου του σκούτερ ενώ χρησιμοποιούμε συσκευές τέτοιου είδους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κίνηση και την πέδηση του σκούτερ. Επομένως, συνιστάται η τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων για να αποτραπεί η πιθανή παρεμβολή με το σύστημα ελέγχου του σκούτερ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε πομποδέκτες (πομπούς-δέκτες) χειρός, όπως συσκευές ζώνης ραδιοσυχνότητας πολιτών (CB) και μην ενεργοποιείτε προσωπικές συσκευές επικοινωνίας, όπως κινητά τηλέφωνα, ενώ είναι ενεργοποιημένο το σκούτερ.
2. Πρέπει να γνωρίζετε εάν υπάρχουν κοντά πομποί, όπως ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί, και να προσπαθείτε να αποφεύγετε την κοντινή επαφή με αυτούς.
3. Εάν συμβεί ακούσια κίνηση ή απελευθέρωση του φρένου, απενεργοποιήστε το σκούτερ μόλις αυτό είναι ασφαλές.
4. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσθήκη αξεσουάρ ή εξαρτημάτων, καθώς και η τροποποίηση του σκούτερ, μπορεί να το κάνει πιο επιρρεπές σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος αξιολόγησης της συνολικής ατρωσίας του σκούτερ.

5. Αναφέρετε όλα τα περιστατικά ακούσιας κίνησης ή πέδησης στον αντιπρόσωπο του Shoprider® και σημειώστε εάν υπάρχουν πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε κοντινή απόσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο αρχικός κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του σκούτερ δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές ή τραυματισμό λόγω ακατάλληλης και μη ασφαλούς χρήσης του σκούτερ σας.


SHOPRIDER®

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση γωνίας τιμονιού (Εικ. 1)

Στη βάση του τιμονιού υπάρχει μια στρογγυλή λαβή. Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε το τιμόνι και επιλέξτε την επιθυμητή γωνία τιμονιού. Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το τιμόνι στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους ασφαλείας, αυτή η ασφάλιση έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται σε περίπτωση μετακίνησης του σκούτερ ενώ είναι κλειδωμένο.



Εικ. 1

Αναδίπλωση του τιμονιού (Εικ 1)

Διπλώστε προς τα κάτω το τιμόνι χαλαρώνοντας τη λαβή ρύθμισης γωνίας τιμονιού που βρίσκεται στη βάση του τιμονιού. Σφίξτε τη λαβή για να ασφαλίσετε το τιμόνι στη θέση του. Μπορείτε να ασφαλίσετε το σύστημα τιμονιού στη θέση του ώστε να μην ταλαντεύεται από πλευρά σε πλευρά ανασηκώνοντας τον κίτρινο μοχλό του τιμονιού προς τα επάνω και δεξιά. (Μην ξεχάσετε να ξεκλειδώσετε την ασφάλεια του μοχλού τιμονιού όταν οδηγείτε το σκούτερ. Για λόγους ασφαλείας, αυτή η ασφάλεια έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται όταν το σκούτερ κινείται ενώ είναι κλειδωμένη)

Αφαίρεση καθίσματος (Εικ. 2)

Διπλώστε προς τα κάτω το πίσω μέρος του καθίσματος. Σηκώστε τη λαβή απελευθέρωσης του περιστρεφόμενου καθίσματος για να ανασηκώσετε το κάθισμα επάνω και εκτός του ορθοστάτη καθίσματος.



Εικ. 2

SHOPRIDER®

Ρυθμίσεις υποβραχιόνιου

Πλάτος (Εικ. 3)

Στην κάτω πλευρά του καθίσματος υπάρχουν δύο χειρολαβές, μία σε κάθε πλευρά. Η χαλάρωση της χειρολαβής επιτρέπει τη ρύθμιση του υποβραχιόνιου στο επιθυμητό πλάτος ή την αφαίρεσή του για μεταφορά.

Μη χρησιμοποιείτε το σκούτερ χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι βραχίονες.



Εικ. 3

Ύψος (Εικ. 4)


Ο κάθετος τετράγωνος σωλήνας που συνδέεται με το υποβραχιόνιο μπορεί να επανέλθει στην επιθυμητή θέση μέσω εκ νέου σύσφιγξης της χειρολαβής για ρύθμιση του ύψους του υποβραχιόνιου.



Εικ. 4

Γωνία (Εικ. 5)

Γυρίστε προς τα επάνω τα υποβραχιόνια ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο ρυθμιζόμενο κοχλία και το περικόχλιο ασφαλείας, ξεβιδώστε το περικόχλιο ασφαλείας και βιδώστε ή ξεβιδώστε τον κοχλία για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη γωνία. Σφίξτε ξανά το παξιμάδι ασφαλείας. Το σκούτερ αποστέλλεται από το εργοστάσιο με τους βραχίονες παράλληλους προς το δάπεδο.



Εικ. 5

SHOPRIDER®

ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ (Εικ. 6)



Εικ. 6

(1) Διατάξεις ελέγχου ταχύτητας

Οι διατάξεις ελέγχου ταχύτητας σας επιτρέπουν να ορίσετε μια ταχύτητα μεταξύ αργής (χελώνα) και γρήγορης (κουνέλι).

(2) Μετρητής ένδειξης στάθμης μπαταρίας

Όταν η βελόνα σταματάει δείχνει την υπολειπόμενη φόρτιση των μπαταριών σας. Η πραγματική στάθμη φόρτισης θα εμφανίζεται μόνο όταν το σκούτερ κινείται. Να φορτίζετε πάντα τις μπαταρίες πλήρως πριν από την έναρξη ενός ταξιδιού.

Προσοχή - Μην αφήνετε τη βελόνα του μετρητή να φτάσει στο μηδέν, καθώς η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη της μπαταρίας.

(3) Κόρνα

Ένα κίτρινο κουμπί στο επάνω μέρος του τιμονιού ενεργοποιεί την κόρνα.

(4) Διατάξεις ελέγχου αντίχειρα

Ο αριστερός μοχλός αντίχειρα ελέγχει την όπισθεν ο δεξιός μοχλός αντίχειρα ελέγχει την κίνηση προς τα εμπρός. Η ποσότητα πίεσης που εφαρμόζεται σε κάθε μοχλό θα καθορίσει την ταχύτητα κίνησης του σκούτερ μέχρι την επιλεγμένη ταχύτητα. Απελευθερώστε το μοχλό αντίχειρα και το σκούτερ θα σταματήσει αυτόματα ενώ θα εφαρμοστεί και το ηλεκτρομαγνητικό φρένο του κινητήρα.

(5) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) με κλειδί

Τοποθετήστε το κλειδί στο διακόπτη με κλειδί που βρίσκεται στο επάνω μέρος του τιμονιού. Γυρίστε το κλειδί και η βελόνα του μετρητή μπαταρίας θα μετακινηθεί. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση πριν να είναι δυνατή η λειτουργία της διάταξης ελέγχου μοχλού αντίχειρα, ενώ η κύρια διάταξη ελέγχου ελέγχει τα κυκλώματα.

Ηλεκτρομαγνητικό φρένο

Το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα όταν πιέζονται ή απελευθερώνονται οι μοχλοί ελέγχου αντίχειρα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση όταν το σκούτερ επιταχύνει και επιβραδύνει. Αυτό επιτρέπει την ομαλή εκκίνηση και στάθμευση του σκούτερ.

SHOPRIDER®

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το φορητό σκούτερ έχει σχεδιαστεί ώστε να αποσυναρμολογείται γρήγορα και εύκολα σε τμήματα για να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται. Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για αποσυναρμολόγηση:

Αποσυναρμολόγηση (Εικ. 7 & 8)

- 1) Αφαιρέστε το μπροστινό καλάθι: Ανασηκώστε το καλάθι και αφαιρέστε το.
- 2) Διπλώστε το κάθισμα προς τα κάτω και αφαιρέστε το: Τραβήξτε τον κίτρινο μοχλό περιστρεφόμενου καθίσματος, ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάθισμα.
- 3) Αφαίρεση θηκών μπαταρίας: Αφαιρέστε πρώτα την αριστερή θήκη μπαταρίας και στη συνέχεια τη δεξιά θήκη μπαταρίας.
Παρατήρηση:
 - α. Η δεξιά θήκη μπαταρίας πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα, πριν την αριστερή, ώστε να στερεωθεί καλά.
 - β. Οι διπλές φορητές θήκες μπαταρίας πρέπει να συνδέονται και να τοποθετούνται σε ένα σκούτερ με κατάλληλο τρόπο πριν την οδήγηση ή τη φόρτιση.
- 4) Διπλώστε το τιμόνι προς τα κάτω και ασφαλίστε το στη θέση του: Χαλαρώστε τη λαβή ρύθμισης τιμονιού και σφίξτε τη λαβή ρύθμισης. Κλειδώστε το σύστημα τιμονιού τραβώντας προς τα επάνω και δεξιά τον κίτρινο μοχλό.
- 5) Αποσυνδέστε το πίσω τμήμα από το μπροστινό τμήμα: Ο μοχλός απόσπασης (κίτρινος) βρίσκεται στο πίσω μέρος του σκούτερ δίπλα στο μοχλό ελεύθερων τροχών. Σύρετε το μοχλό για να «αποκολληθεί» και να διαχωριστεί το πίσω τμήμα από το μπροστινό τμήμα.



Εικ. 7



Εικ. 8

SHOPRIDER®

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Ο μοχλός απελευθέρωσης ελεύθερων τροχών (κίτρινη λαβή) βρίσκεται στο εσωτερικό του πίσω αριστερού τροχού. Για απεμπλοκή του μοτέρ, ανασηκώστε το μοχλό (τώρα μπορείτε να σπρώξετε το σκούτερ). Για εκ νέου εμπλοκή του μοτέρ σπρώξτε το μοχλό προς τα κάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα να εμπλέκετε εκ νέου τη συσκευή ελεύθερης κύλισης μετά τη χρήση. Εάν αυτό δεν γίνει μπορεί να προκύψει τραυματισμός.

Τροχοί αποφυγής ανατροπής

Οι τροχοί αποφυγής ανατροπής βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλαισίου του σκούτερ. Το σκούτερ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν έχουν τοποθετηθεί οι τροχοί αποφυγής ανατροπής.

Ο αρχικός κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του σκούτερ δεν είναι υπεύθυνοι για ζημιές ή τραυματισμό λόγω ακατάλληλης ή κακής χρήσης του σκούτερ.





ΕΝΑΡΞΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ

Για να ξεκινήσετε

- Επιλέξτε μια επίπεδη περιοχή με άφθονο χώρο.
- Καθίστε στο σκούτερ, είτε μέσω ανύψωσης του βραχίονα και ολίσθησης επάνω στο κάθισμα, είτε μέσω περιστροφής του καθίσματος
- προς τα έξω και στη συνέχεια περιστροφής της πλάτης του καθίσματος ώστε να είναι στραμμένη προς το τιμόνι.
- Ρυθμίστε το τιμόνι και το κάθισμα όπως περιγράφεται παραπάνω.

Έναρξη της κίνησης του σκούτερ

- Βεβαιωθείτε ότι κάθεστε σε άνετη θέση.
- Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης (ON).
- Η ρύθμιση της ταχύτητάς σας θα πρέπει να είναι στο 1 ή 2.
- Τραβήξτε το μοχλό που βρίσκεται στο δεξί σας δάχτυλο. Το σκούτερ θα κινηθεί αργά προς τα εμπρός. Όσο πιο δυνατά τον τραβάτε τόσο πιο γρήγορα κινείται το σκούτερ, αλλά θα φτάσει μόνο μέχρι την ταχύτητα που έχει επιλεγεί.
- Απελευθερώστε το μοχλό και το σκούτερ θα σταματήσει σιγά-σιγά ενώ θα εφαρμοστεί και το μαγνητικό σύστημα πέδησης.

Καθοδήγηση με το τιμόνι

Η καθοδήγηση του σκούτερ είναι απλή και εύκολη. Βεβαιωθείτε όταν ξεκινάτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος κατά την περιστροφή, έτσι ώστε οι πίσω τροχοί να έχουν επαρκή απόσταση από τυχόν εμπόδια που περνάτε. Όταν μετακινείστε μέσω περιορισμένων χώρων, όπως μια πόρτα ή όταν γυρίζετε, στρέψτε τις λαβές του τιμονιού προς την κατεύθυνση που θέλετε να πάτε και εφαρμόστε προοδευτικά την ισχύ. Το σκούτερ θα περιστραφεί πολύ αργά, αλλά θα συνεχίσει να είναι απόλυτα σταθερό κατά την κίνηση εφόσον η ταχύτητα δεν είναι πολύ μεγάλη.

Όπισθεν

Πριν κάνετε όπισθεν, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος πίσω σας δεν ενέχει κινδύνους και δεν υπάρχουν εμπόδια. Προτού κάνετε όπισθεν προσαρμόστε την ταχύτητα σε χαμηλό επίπεδο. Τραβήξτε/πίεστε τον αριστερό μοχλό αντίχειρα/δαχτύλου και κινηθείτε μακριά από γωνίες και εμπόδια.

Αποβίβαση

Πριν από την αποβίβαση, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (Off).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι είστε προσεκτικοί κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση από το σκούτερ και ότι το τιμόνι και το υποπόδιο δεν χρησιμοποιούνται για υποστήριξη.

SHOPRIDER®

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ ΣΑΣ

Ράμπες

Η σταθερότητα του σκούτερ σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του καθίσματος, η γωνία κλίσης, καθώς και το ύψος και το βάρος σας. Όταν πλησιάζετε ένα κεκλιμένο επίπεδο, κινηθείτε με ευθεία κατεύθυνση προς αυτό και όχι υπό γωνία και, όταν είναι εφικτό, αποφύγετε τις στροφές. Όταν κατεβαίνετε μια ράμπα ή ένα κεκλιμένο επίπεδο η ρύθμιση της ταχύτητας πρέπει να είναι χαμηλή. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφαλή ελεγχόμενη κατάβαση. Όταν απελευθερώνονται οι μοχλοί δαχτύλου το σκούτερ σταματάει αργά.

Ασφαλής γωνία αναρρίχησης


Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλούς γωνίας αναρρίχησης που παρουσιάζονται στην εικόνα 9.

Προσοχή - Μην απενεργοποιήσετε το κλειδί ελέγχου ενώ κινείται η μονάδα

Γρασίδι και χαλίκι

Παρακαλείστε να τηρείτε τις οδηγίες που προαναφέρθηκαν και το σκούτερ σας θα αποδίδει πολύ καλά σε πολλές επιφάνειες. Αποφύγετε το ψηλό γρασίδι, τα χαλίκια και την άμμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το σκούτερ σας σε υγρές καιρικές συνθήκες ή σε βρεγμένες επιφάνειες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα του μοτέρ.



Εικ. 9

Οι γωνίες και τα βάρη που παρουσιάζονται εδώ για αυτό το σκούτερ υποδεικνύουν τις ασφαλείς γωνίες λειτουργίας για τον χρήστη και τον εξοπλισμό. Εάν κάποιο σκούτερ χρησιμοποιείται εκτός αυτών των παραμέτρων, μπορεί να είναι μην είναι ασφαλές ή να προκληθούν προβλήματα με τα ηλεκτρικά συστήματα στο μέλλον

SHOPRIDER®

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το σκούτερ Shoprider® παρέχεται με σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος, που δεν απαιτούν συντήρηση. Η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία, το έδαφος, την κατάσταση της μπαταρίας, τον τύπο του φορτιστή μπαταρίας, το βάρος του χρήστη, την ταχύτητα του ανέμου, κ.λπ. Το ενδεικτικό επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας αποτελεί μόνο έναν οδηγό και είναι πιο αποτελεσματικός όταν το σκούτερ κινείται. Μόνο τότε εμφανίζεται το πραγματικό επίπεδο αποφόρτισης.

- Όταν το σκούτερ σταματάει, το ενδεικτικό επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να υποδεικνύει ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ένας ενεργός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και 30% της χωρητικότητας της μπαταρίας ή περισσότερο ανά ημέρα.
- Οι μη ενεργοί χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν μόνο το 50% της χωρητικότητας της μπαταρίας σε μια εβδομάδα.
- Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η μπαταρία πρέπει φορτιστεί όλη τη νύχτα.

Φορτιστής μπαταρίας

Ο φορτιστής μπαταρίας που παρέχεται είναι ειδικός για το σκούτερ σας και μπορεί να μην είναι κατάλληλος για οποιοδήποτε άλλο ηλεκτροκίνητο προϊόν κινητικότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται με το σκούτερ σας. Η χρήση φορτιστών διαφορετικής μάρκας ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στις μπαταρίες του σκούτερ σας και θα ακυρώσει την εγγύηση. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το φορτιστή, καθώς και τις οδηγίες λειτουργίας του, πρέπει να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το φορτιστή στη χάρτινη συσκευασία του.

Χρήση για πρώτη φορά

Πριν από την πρώτη χρήση του φορητού σας σκούτερ, πρέπει να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες (ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασίες φόρτισης της μπαταρίας»). Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες. Η πλήρης φόρτιση των μπαταριών πριν από την πρώτη χρήση θα ωφελήσει την απόδοση της μπαταρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Φόρτιση

Για να φορτίσετε τις μπαταρίες συνδέστε το αρσενικό μεταλλικό βύσμα 3 πόλων στη θηλυκή υποδοχή φόρτισης μπαταρίας 3 πόλων που βρίσκεται στη θήκη μπαταρίας. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα και το άλλο άκρο στο φορτιστή (2 πόλων). Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην περιγραφή των ενδεικτικών λυχνιών LED σύμφωνα με την κατάσταση φόρτισης στο εγχειρίδιο του φορτιστή. Μόλις οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα του τοίχου και κατόπιν αποσυνδέστε τον ακροδέκτη 3 πόλων από τη θήκη μπαταρίας.



Θύρα φόρτισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό εγκεκριμένο φορτιστή Shoprider®!

Αυτός ο φορτιστής προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. ΜΗΝ εκθέτετε σε βροχή ή ψεκασμό νερού.

Μην αφήνετε το φορτιστή συνδεδεμένο στη θύρα φορτιστής όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται.



Πληροφορίες για τις μπαταρίες – Απαιτούνται μόνο αν φορτίζετε τις μπαταρίες

1. Μην αναμειγνύεται διαφορετικές μπαταρίες και καλώδια. Πρέπει να συνδέεται ίδιες μπαταρίες.
2. Οι διπλές φορητές θήκες μπαταρίας πρέπει να συνδέονται και να τοποθετούνται σε ένα σκούτερ με κατάλληλο τρόπο πριν την οδήγηση ή τη φόρτιση.
3. Φορτίστε πλήρως τις νέες μπαταρίες πριν από την αρχική χρήση.
4. Συνιστάται φόρτιση των μπαταριών για 8 έως 14 ώρες μετά από καθημερινή χρήση.
5. Εάν το σκούτερ δεν χρησιμοποιείται τακτικά (μία φορά την εβδομάδα ή λιγότερο) οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μία φορά την εβδομάδα για 12 έως 14 ώρες.
6. Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερες από 24 ώρες σε έναν κύκλο φόρτισης.
7. Όταν το φορτίο των μπαταριών μειώνεται κάτω από μια ελάχιστη τάση λόγω του ότι δεν έχει γίνει φόρτιση, δεν θα είναι δυνατή η εκ νέου φόρτιση.
8. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σκούτερ σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες και κατόπιν να αποσυνδέσετε την καλωδίωση της μπαταρίας πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύστε το σκούτερ σε ζεστό και ξηρό περιβάλλον. Μην αποθηκεύετε ποτέ τις μπαταρίες σε μέρος όπου μπορεί να δημιουργηθούν ακραίες θερμοκρασίες. Μην προσπαθείτε ποτέ να φορτίσετε μια παγωμένη μπαταρία. Μια κρύα ή παγωμένη μπαταρία θα πρέπει να θερμαίνεται για αρκετές ημέρες πριν από τη φόρτιση.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σέρβις

Πρέπει να πραγματοποιείται σέρβις στο σκούτερ κάθε 12 μήνες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί καταστροφική βλάβη με πιθανή συνέπεια τραυματισμό ή υλική βλάβη στον περιβάλλοντα χώρο. Το τακτικό σέρβις εξασφαλίζει απροβλημάτιστη λειτουργία.

Παρακαλούμε σημειώστε

Εάν το σκούτερ χρησιμοποιείται πολύ συχνά, ενδεχομένως να απαιτείται πιο συχνό σέρβις

Λίπανση

Κάθε έξι μήνες πρέπει να λιπαίνετε τα ακόλουθα μέρη με λεπτό λάδι ή παρόμοιο λιπαντικό:

- τον ορθοστάτη περιστροφής του καθίσματος.
- τον τροχίσκο του μοχλού απελευθέρωσης του καθίσματος.
- τα ρουλεμάν των τροχών.
- τον άξονα του σκούτερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ WD40 ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ!!

ΜΗ ΛΙΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ!! Σε περίπτωση δυσκολιών, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Καθαρισμός

Το σκούτερ σας πρέπει να καθαρίζεται όταν χρειάζεται. Ωστόσο, όπως με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στα ευαίσθητα μέρη λόγω του νερού.

Διαβάστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις

- Να χρησιμοποιείτε **μόνο** ένα μαλακό υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε **ποτέ** το λάστιχο για να πλύνετε σκούτερ σας.
- **Μη** χρησιμοποιείτε σπινθηρωτικά προϊόντα καθαρισμού – Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ήπια απορρυπαντικά.



Τροχοί και ελαστικά

Οι τροχοί του σκούτερ σας διαθέτουν διαιρούμενες ζάντες. Αυτό επιτρέπει την εύκολη επισκευή τυχόν διατρήσεων.

Για να αλλάξετε τους τροχούς, αφαιρέστε τον κεντρικό κοχλία των 13 mm και τραβήξτε τον τροχό από τον άξονά του. Προσέξτε να μη χάσετε τη σφήνα κίνησης στους πίσω τροχούς. Όταν αλλάζετε κάποιο ελαστικό, πρέπει πρώτα να ξεφουσκώνετε το ελαστικό. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες για να διαχωρίσετε τη ζάντα, εάν απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι κατά την επανατοποθέτηση του τροχού, η βίδα συγκράτησης διαθέτει ροδέλα ασφάλισης (με τη σφήνα κίνησης για τον πίσω τροχό). Η πίεση των ελαστικών, συνιστάται να διατηρείται στα 30 psi στα πίσω ελαστικά και στα 25 psi στα μπροστινά. Σημείωση: Κατά την επανατοποθέτηση της σαμπρέλας, μια μικρή ποσότητα αέρα στη σαμπρέλα θα αποτρέψει τη διάτρηση της σαμπρέλας κατά την επανασυναρμολόγηση της διαιρούμενης ζάντας.

Προσοχή: Στο ελαστικό αναφέρεται ότι η μέγιστη πίεση των ελαστικών είναι 50 psi. Αυτή είναι η μέγιστη πίεση των ελαστικών και τα ελαστικά δεν πρέπει ποτέ να είναι φουσκωμένα με αυτή την πίεση.

Προσοχή: Η προαναφερθείσα σωστή πίεση των ελαστικών πρέπει να διατηρείται, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη φθορά τους και η άνετη μετακίνηση.

SHOPRIDER®

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διακόπτης κυκλώματος

Το σκούτερ σας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για να προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα από μη φυσιολογική υπερφόρτωση. Για πρόσθετη προστασία είναι εξοπλισμένο με ένα διακόπτη κυκλώματος. Σε περίπτωση που το σκούτερ σας σταματήσει χωρίς προφανή λόγο, παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κυκλώματος δεν έχει εκτιναχτεί προς τα έξω. Ο αυτόματος διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θήκη μπαταρίας.



Λίστα ελέγχου

Εάν το σκούτερ σας δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλείστε να ελέγξετε τα ακόλουθα:

- Η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.
- Όλα τα βύσματα και οι συνδέσεις είναι σταθερά συνδεδεμένα.
- Το ενδεικτικό φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύει πλήρη φόρτιση.
- Η διάταξη οδήγησης/ελεύθερων τροχών βρίσκεται στη θέση οδήγησης.

Σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής με ελεύθερους τροχούς και το σκούτερ ενεργοποιημένο, το σκούτερ δεν θα λειτουργεί μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά το κλειδί της μίζας.

Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σε περίπτωση που το σκούτερ σας δεν λειτουργεί μετά από τον έλεγχο αυτών των σημείων.

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Εάν το σύστημα ελέγχου παραμείνει ανοιχτό χωρίς να χρησιμοποιείται για περισσότερα από 5 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα σε "κατάσταση αναστολής λειτουργίας." Απλώς γυρίστε το κλειδί στη θέση Off και ξανά στη θέση ON για επαναφορά.

SHOPRIDER®

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομασία μοντέλου		TE-GK9
Συνολικές διαστάσεις: L ¹ x W x H	mm (in)	1050(41) x 560(22) x 880(35)
Διάμετρος εμπρός ελαστικού	τεμάχια x ίντσες	2 x 9"
Διάμετρος πίσω ελαστικού	τεμάχια x ίντσες	2 x 9"
Προτεινόμενο βάρος χρήστη (Σε επίπεδο δρόμο)	κιλά (λίβρες)	136(300)
Συνολικό βάρος (με μπαταρίες, καλάθι, κάθισμα)	κιλά (λίβρες)	56(123)
Χωρητικότητα μπαταρίας	_V_Ah x τεμάχια	12V 22Ah x 2
Φορτιστής	Amp	5A
Ονομαστική ισχύς κινητήρα (Μόνο ως αναφορά)	W	270
Μέγ. Ταχύτητα ²	kph(mph)	6~6,6(3,8~4,1)
Ασφαλής γωνία αναρρίχησης	Μοίρες (%)	Εικ. 9
Αυτονομία ³ (Ανά φόρτιση με την τυπική μπαταρία)	χλμ (μίλια)	18~20 (11,3~12,5)
Ακτίνα περιστροφής	mm (in)	1150(45)

*****ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ*****

1. Να περιλαμβάνει τους τροχούς αποφυγής ανατροπής
2. Το βάρος του οδηγού μπορεί να υπερβαίνει το βάρος της μονάδας, η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται κατά την περιστροφή.
3. Η πραγματική αυτονομία οδήγησης ποικίλλει ανάλογα με τους παράγοντες που παρουσιάζονται παρακάτω:
 - α) το βάρος του επιβάτη
 - β) την κατάσταση της μπαταρίας
 - γ) τον τύπο του φορτιστή
 - δ) τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
 - ε) τον τρόπο οδήγησης
 - στ) το έδαφος
 - ζ) την ταχύτητα του ανέμου
 - η) κ.λπ.



Κατασκευαστής:

PIHSIANG MACHINERY MFG. CO., LTD.
No. 108, Hsin-He Road,
Hsin-Feng Hsiang
304 Hsinchu County, Ταϊβάν



Wellkang Ltd.
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Rd, Derry, BT48 8SE,
Βόρεια Ιρλανδία



Wellkang Ltd.
16 Castle St., Dover,
CT16 1PW, Αγγλία

SHOPRIDER®

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά του σκούτερ SHOPRIDER®.

Αυτό το σκούτερ δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικούς περιορισμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον ασφαλή χειρισμό του σκούτερ από το χρήστη. Η SHOPRIDER® αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης ή μη ασφαλούς χρήσης των προϊόντων της.

Οι προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν να σας βοηθήσουν στην ασφαλή λειτουργία αυτού του σκούτερ.

Σε περίπτωση που έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη σωστή λειτουργία του σκούτερ, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο πάροχο του SHOPRIDER®.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για μελλοντική αναφορά

Πωλητής Shoprider	-	_____
Αριθμός μοντέλου σκούτερ	-	_____
Σειριακός αριθμός σκούτερ	-	_____
Ημερομηνία αγοράς	-	_____

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το εγχειρίδιο κατόχου εκτυπώνεται με τις τελευταίες προδιαγραφές και πληροφορίες για το προϊόν που ήταν διαθέσιμες κατά το χρονικό διάστημα της έκδοσης. Η SHOPRIDER® επιφυλάσσει του δικαιώματος να προβεί σε αλλαγές όποτε αυτές κρίνονται απαραίτητες. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σειρά SHOPRIDER® μπορεί να επιφέρει μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εικόνων και των επεξηγήσεων σε αυτό το εγχειρίδιο και στο μοντέλο σκούτερ που αγοράσατε.

Εισαγωγέας

Τ.Θ.:

SHOPRIDER EUROPE S.A.
ZAE ROBERT STEICHEN
5 RUE BOMMEL
L-4940 HAUTCHARAGE
LUXEMBOURG

Τηλέφωνο: +352 – 26 65 65 77

Φαξ: +352 – 26 65 65 1

E-Mail: info@shoprider.eu.com

Ιστότοπος: www.shoprider.eu.com

ΓΡΑΦΕΙΟ & ΑΠΟΘΗΚΗ:

SHOPRIDER EUROPE S.A.
POLE EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (PED)
AVENUE DE L'EUROPE
L-4802 LAMADELAINE
LUXEMBOURG

P/N: 300904-172

SHOPRIDER®

ATTENTION

Please read your
owner's manual
before driving your
scooter.



TE-GK9

Owner's Manual

SHOPRIDER®

CONTENTS

INTRODUCTION	25
FEATURE GUIDE	25
SAFETY ADVICE	26
EMI WARNING	28
ADJUSTMENTS	30
SCOOTER TILLER CONTROLS	32
TRANSPORT / STORAGE	33
FREE WHEEL OPERATION	34
STARTING TO DRIVE YOUR SCOOTER.....	35
EXTRA GUIDELINES IN THE CONTROL OF YOUR SCOOTER	36
BATTERIES AND BATTERY CHARGER	37
MAINTENANCE	39
TROUBLE SHOOTING GUIDE	41
TECHNICAL SPECIFICATIONS	42
NOTES	43
DISCLAIMER	44

SHOPRIDER®

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Shoprider® scooter. This scooter incorporates the latest innovative designs patented and only available on a Shoprider® scooter. The scooter can be used in confined spaces both indoors and out. Direct drive transaxles and electromagnetic brakes give a safe and efficient ride. This Shoprider® scooter is designed for persons with limited mobility.

Please read this manual carefully and thoroughly before using your scooter and make sure you understand all the instructions.

FEATURE GUIDE

1. Tiller Handle Bar
2. Seat
3. Armrests
4. Anti-tip Wheels
5. Puncture Proof Tires
6. Footrest Pad
7. Front Bumper
8. Tiller Adjustment Knob
9. Detachable Basket





SAFETY ADVICE

- Do not carry passengers.
- This mobility Product is intended to assist you. For your own safety, please read the Owner's Manual before using the Scooter. If in any doubt, contact your supplier directly for advice.
- Do not exceed inclines over 9 degrees (15% grade).
- Driver weight may exceed weight of the unit, speed must be reduced when turning.
- Do not get on or off the scooter unless the brake is on and the scooter is switched off.
- Do not switch off the scooter while the scooter is moving.
- Do not drive the scooter where you can not safely or legally walk.
- Do not attempt to drive over curbs greater than 60mm in height. Doing so could cause your scooter to turn over, causing personal injury or damage to the scooter. For curbs less than 60mm, always approach them at an angle of 90 degrees and at a low speed.
- Do not drink or use a mobile phone when driving your scooter.
- Do not exceed the suggested user weight limit to use the product. Doing so, could cause personal injury and invalidate the warranty.
- Always keep your feet on the scooter when moving.
- Please make sure that you are physically fit to operate this unit. Consult your dealer/doctor for advice.
- Always slow down and proceed carefully when traveling over rough or uneven ground.
- For individuals with balance problems, practice getting on the scooter with the assistance of a qualified healthcare professional.
- Do not operate the scooter without anti-tip wheels installed.
- Do not use an escalator to move a scooter between floors or serious injury could occur.
- Do not drive the scooter on an incline that has oil, water or ice film on it.
- Do not try to lift the scooter by its seat, tiller, rear chassis cover, or any removable parts. Any of these could cause injury to the user or damage to the scooter.
- Do not use parts or accessories that are not authorized by the original manufacturer of the scooter.
- Before sitting in or exiting the scooter, REMOVE the key from the ignition. This will insure the POWER is off and the scooter can not move under its own power. As a general precaution, always remove the key from the ignition while the scooter is not in use. This will prevent the use by untrained and unauthorized persons.

SHOPRIDER®

- Do not connect any foreign device to the scooter battery or charging port. This could cause failure of the device, the scooter and personal injury.
- Make sure the tiller is properly adjusted and locked to the user or damage and injury could result.
- It is not allowed to have any person sitting in the scooter when transported by a vehicle, otherwise any injury or damage that might result.
- Do not use the scooter in the rain, near a shower or in a damp bathroom. Direct exposure to rain or dampness could cause the scooter to electrically malfunction and prematurely rust.
- Do not lean against or pull forward on the tiller while mounting or dismounting the scooter. Otherwise, injury may occur.
- Do not operate the unit or turn the key on while charging.
- Whenever a center bolt of the wheel assembly has been loosened, please replace a specified new bolt from authorized dealers and secure with a torque of 240 ± 5 kg-cm together with Loctite 271 adhesive (or equivalent).
- Charge batteries daily after use.
- Charging plug has to be removed from the scooter after charging.
- Battery cables must be securely fastened onto battery terminals by the authorized dealers before using the unit.
- Batteries must be tied down correctly and securely.
- Any loose cable can not be allowed when the unit is driving.
- Must check the battery charge remained before operating the unit.
- Always charge the batteries of the unit in a well ventilated area.
- If the unit went over or sank into deep water, please switch off power of the unit and consult with your authorized dealer for help right away.
- Switch off power of the unit while not in use or before charging, removing and installing the batteries. Otherwise, injury and/or damage to the unit or surrounding property may occur.
- Do not operate the unit in the way of exceeding to the product's specification listed in this owner's manual.
- Do not use the thumb/finger lever before the key switch is turned on, or the operation will be prohibited until to turn key switch off and then on.
- The speed dial must adjust under 6 to lower the speed when driving down the slope to avoid the injury of the occupant or damage on any components on the scooter.



EMI WARNING

Shoprider® scooters may be susceptible to electromagnetic interference (EMI), which is a kind of interfering electromagnetic energy (EM) emitted from sources such as radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) transmitters, two-way radio, and cellular phones. The interference (from radio wave sources) can cause the scooter to release its brakes, move by itself, or move in unintended directions. It can also permanently damage the scooter's control system. The sources of radiated EMI can be broadly classified into three types:

1. Hand-held portable transceivers (transmitters-receivers) with the antenna mounted directly on the transmitting unit. Examples include: citizens band (CB) radios, "walkie talkie", security, fire and police transceivers, cellular telephones, and other personal communication devices.

NOTE! Some cellular telephones and similar devices transmit signals while they are ON, even when not being used.

2. Medium-range mobile transceivers, such as those used in police cars, fire trucks, ambulances, and taxis. These usually have the antenna mounted on the outside of the vehicle.
3. Long-range transmitters and transceivers, such as commercial broadcast transmitters (radio and TV broadcast antenna towers) and amateur (HAM) radios.

NOTE! Other types of hand-held devices, such as cordless phones, laptop computers, AM/FM radios, TV sets, CD players, and cassette players, and small appliances, such as electric shavers and hair dryers, so far as we know, are not likely to cause problems to the scooter.

Scooter Electromagnetic Interference (EMI)

Because EM energy rapidly becomes more intense as one moves closer to the transmitting antenna (source), the EM fields from hand-held radio sources (transceivers) are of special concern. It is possible to unintentionally bring high levels of EM energy very close to the scooter's control system while using these devices. This can affect scooter movement and braking. Therefore, the warnings listed below are recommended to prevent possible interference with the control system of the scooter.



WARNINGS

1. Do not operate hand-held transceivers (transmitters-receivers), such as citizens band (CB) radios, or turn ON personal communication devices, such as cellular phones, while the scooter is turned ON.
2. Be aware of nearby transmitters, such as radio or TV stations, and try to avoid coming close to them.
3. If unintended movement or brake release occurs, turn the scooter OFF as soon as it is safe.
4. Be aware that adding accessories or components, or modifying the scooter may make it more susceptible to EMI.

NOTE! There is no easy way to evaluate the overall immunity of the scooter.

5. Report all incidents of unintended movement or braking to your Shoprider® dealer, and note whether there are sources of EMI nearby.

WARNING: The original manufacturer and the importer of the scooter is not responsible for damage or injury incurred due to improper and unsafe use of our scooter.

SHOPRIDER®

ADJUSTMENTS

Tiller Angle Adjustment (Fig. 1)

At the base of the tiller is a round knob. Turn the knob counterclockwise to loosen the tiller and select the desired tiller angle. Turn the knob clockwise to securely lock the tiller into place.

NOTE: For Safety, this lock is designed to break away if the scooter is driven when locked.




Fig.1

Folding the Tiller (Fig. 1)

Fold down the tiller by loosening the tiller angle adjustment knob located at the base of the tiller. Tighten knob to lock tiller in place. You may lock the tiller assembly into place so that it doesn't swing from side to side by lifting the yellow tiller lock lever up and to the right. (Do not forget to unlock the tiller lever lock when driving scooter. For safety reasons, this lock is designed to breakaway if scooter is driven while locked)

Seat Removal (Fig. 2)

Fold down the back of the seat.

Lift the swivel seat release handle up to lift the seat up and off the seat post.



Fig. 2

SHOPRIDER®

Armrest Adjustments

Width (Fig. 3)

On the underside of the seat there are two hand knobs, one either side. Loosening the hand knob allows the arm rest to be adjusted to the required width, or removed for transportation.




Fig. 3

Do not use the scooter without the arms being fitted.

Height (Fig. 4)

The vertical square tube connected with the armrest can be reset to the desired position by re-tightening the hand knob for armrest height adjustment.



Fig. 4

Angle (Fig. 5)

Flip up the armrests to allow access to the adjustable bolt and lock nut, unscrew the lock-nut and screw the bolt in or out to increase or decrease the angle. Re-tighten the lock-nut. Your scooter is dispatched from the factory with the armrests set parallel to the floor.




Fig. 5

SHOPRIDER®

SCOOTER TILLER CONTROLS (Fig. 6)



Fig. 6

(1) Speed Controls

The speed control allows you to set a speed between slow (turtle) and fast (rabbit).

(2) Battery Level Indicator Gauge

Where the needle sits, shows the amount of charge left in your batteries. The amount of charge will only show at its true level when the scooter is in drive. Always charge the batteries completely before beginning out on any journey.

Caution – Do not allow the gauge needle to go down completely as complete discharge of the batteries could cause irreversible battery damage.

(3) Horn

A yellow button on top of the tiller operates the horn.

(4) Thumb Lever Controls

The left thumb lever controls the reverse and the right thumb lever controls the forward motion. The amount of pressure applied to each lever will determine the speed the scooter travels at up to the speed selected. Release the thumb lever and the scooter will automatically come to a stop as the electromagnetic brake is applied to the motor.

(5) On/Off Key Switch

Insert the key into the key switch located on top of the tiller. Turn the key and the battery gauge needle will move. There may be a slight delay before the thumb lever control can be operated, while the main controller checks the circuits.

Electromagnetic Brake

The brake is automatically operated when the thumb control levers are pressed or released. There is a slight delay when the scooter accelerates and decelerates; this allows the scooter to start smoothly and come to a smooth stop.

SHOPRIDER®

TRANSPORT / STORAGE

The Portable scooter is designed to be quickly and easily disassembled into sections for transportation and storage. Follow these simple guidelines for disassembly:

Disassembly (Fig 7 & 8)

- 6) Remove the front basket: Lift basket up and off.
- 7) Fold the seat down and remove: Pull yellow swivel seat lever up and lift seat up and off.
- 8) Remove battery packs: Remove the left side battery pack first, and then remove right side battery pack.

Remark:

- a. The right side battery pack should be installed first before the left side one to be well engaged.
- b. The dual portable battery packs must be engaged together and installed onto a scooter properly before driving or charging.

- 9) Fold tiller down and lock into place: Loosen tiller adjustment knob, lower tiller, and tighten adjustment knob. Lock tiller assembly by pulling yellow lever up and to the right.
- 10) Detach rear section from front section: Detach lever (yellow) is located in the rear of the scooter next to the freewheel lever. Slide lever to "detach" and separate rear section from front section.



Fig. 7



Fig. 8

SHOPRIDER®

FREE WHEEL OPERATION


The free wheel release lever (yellow handle) is located inside the left rear wheel. To disengage the motor, lift up the lever (the scooter can now be pushed). To re-engage the motor push down on the lever.

***WARNING! Always re-engage the free wheeling device after use.
Failure to do so may result in injury.***

Anti-tip wheels

The anti-tip wheels are located at the rear of the scooter frame. The scooter should not be used unless the anti-tipping wheels are in place.

The original manufacturer and the importer of the scooter is not responsible for damage or injury incurred due to improper or misuse of the scooter.





STARTING TO DRIVE YOUR SCOOTER

Getting Started

- Select a level area with plenty of space.
- Mount the scooter, either by lifting the arm and sliding on to the seat or rotate the seat outwards and then rotate the seat back to face the tiller.
- Adjust the tiller and seat as described previously.

Starting Scooter Movement

- Ensure that you are seated in a comfortable position.
- Turn the key to the ON position.
- Your speed setting should be on 1 or 2.
- Pull your right hand finger lever, the scooter will move forward slowly. The harder you pull the faster the scooter goes but will only reach the speed level that has been selected.
- Release the lever and the scooter will slowly come to a stop and the magnetic brake will be applied.

Steering

Steering the scooter is light and easy. Ensure when starting off you give a wide clearance when turning so that the rear wheels clear any obstacle that you are passing. When steering through limited spaces such as a doorway or when turning around, turn the tiller handles where you want to go and apply power gently. The scooter will turn very tightly, but will still move with complete stability as long as the speed is not too high.

Reversing

Before reversing ensure that the area behind is free from any hazards or obstructions. Adjust your speed setting to a low setting before you reverse. Pull/press the left thumb/finger lever, and steer wide of all corners and obstacles.

Dismounting

Before dismounting ensure that the key is turned to the off position.

CAUTION: Please ensure that care is exercised when entering or leaving the scooter and that the tiller and foot rest is not used for support.

SHOPRIDER®

EXTRA GUIDELINES IN THE CONTROL OF YOUR SCOOTER

Ramps

The stability of your scooter is governed by several factors such as the seating position, the angle of the slope and your height and weight. When approaching an incline, do so directly and not at an angle and whenever possible avoid making turns. When going down a ramp or slope keep the speed settings to slow. This will ensure there is a safe controlled descent. When the finger levers are released the scooter will slowly stop.

Safe Climbing Angle

Always follow the guidelines of the safe climbing angle shown as shown in figure 9.

Caution - Do not turn off the control key while the unit is in motion

Grass and Gravel

Please follow the guidelines given previously and your scooter will perform admirably over many surfaces. Avoid long grass, loose gravel and sand.

NOTE: You should not operate your scooter in wet weather or on wet surfaces. This may cause the motor to sort out.




Fig. 9

Angles and weights shown here for this scooter indicate the safe working angles for the user and equipment. Any scooter used outside these parameters may be unsafe and or cause future problems with the electrical systems

SHOPRIDER®

BATTERIES AND BATTERY CHARGER

The Shoprider® scooter is supplied with maintenance free, sealed lead acid batteries.

Battery performance can be affected by temperature, terrain, condition of battery, type of battery charger, the weight of the user, wind speed, etc. The battery level indicator is only a guide and is most effective when the scooter is moving, only then is the true discharge level displayed.

- When the scooter stops the battery level indicator may indicate full.
- An active user can use up to 30% of battery capacity or more per day.
- Inactive users may only use 50% of battery capacity in a week.
- In both these instances the battery should be put on charge over night.

Battery Charger

The battery charger supplied is special to your scooter, and may not be suitable for any other power mobility product. Use only the charger supplied with your scooter; other marks of chargers may permanently damage your scooter batteries, and would void the warranty. All the information of battery charger and its operation instruction shall be referred to the user manual attached with the charger in its packaging paper box.

First Time Use

Prior to using your Portable scooter for the first time, you must charge the batteries fully (refer to Battery Charging Procedures). Charging may take up to 12 hours. Charging the batteries completely prior to first time use will benefit battery efficiency. Failure to do so may cause damage.

Charging

To charge the batteries connect the 3-pin male plug lead into the 3-pin female battery-charging socket located on the battery pack. Plug the A/C cord plug into the wall socket and the other end into the charger (2-pin). Please refer to the LED indicator description based on charging status of the charger's manual. Once the batteries are completely charged, unplug the A/C cord from the wall then unplug the 3-pin lead from the battery pack.



WARNING: Only use the original Shoprider® approved charger!

This charger is for indoor use only. DO NOT expose it to rain or water spray.

Do not leave the charger plugged into the charger port if the charger is not charging.



Battery Information – Only required if you are changing the batteries

9. Do not mix using different batteries & cables. Two batteries must be consistent when connected.
10. The dual portable battery packs must be engaged together and installed onto a scooter properly before driving or charging.
11. Fully recharge new batteries prior to initial use.
12. It is recommended that the batteries be charged for 8 to 14 hours after daily use.
13. If the scooter is used infrequently (Once a week or less) the batteries will need to be charged once a week for 12 to 14 hours.
14. Do not charge the batteries for more than 24 hours at a charging cycle.
15. Batteries that go below a minimum voltage due to not being charged will be unable to be re-charged.
16. If you do not plan on using your scooter for an extended period it is recommended that you fully charge the batteries and then disconnect the battery harness prior to storage. Store the scooter in a warm dry environment. Never store the batteries where extreme temperatures are possible. Never attempt to charge a frozen battery. A cold or frozen battery should be warmed for several days prior to charging.



MAINTENANCE

Servicing

Ensure the scooter is serviced every 12 months to ensure it remains in safe working order failure to do so may cause catastrophic failure with possible injury and damage to surrounding property. Regular servicing will ensure trouble free operation.

Please Note

Heavy users of the scooter may require more frequent servicing

Lubrication

At six-month intervals you should lubricate the following parts with a light oil or similar lubricant:

- Seat pivot post.
- Seat release lever pinion.
- Wheel bearings.
- Axle of scooter.

CAUTION – DO NOT USE WD40 TO LUBRICATE PARTS!! DO NOT LUBRICATE TRANSAXLE/GEAR BOX!! In the event of any difficulties please consult your dealer.

Cleaning

Your scooter should be cleaned as required however as with all electrical equipment you must ensure that extreme care is used to not water damage e any sensitive parts.

Read the following warnings

- **Only** use a soft damp cloth.
- **Never** use a hose to wash your scooter.
- **Do Not** use abrasive cleaning products – Mild detergents only should be used. .



Wheels and Tires

The wheels of your scooter have split rims. This allows any punctures to be repaired easily.

To change the wheels remove the center 13 mm bolt and slide the wheel off its axles. Take care not to lose the drive key on the rear wheels. When changing a tire you must deflate the tire first. Remove the four bolts to split the rim if required. Ensure that when refitting the wheel the retaining bolt is fitted with a locking washer (with drive key for the rear wheel).

Tire pressure is recommended to be kept at 30 psi on the rear tires and 25 psi on the front. Note when refitting the tube a small amount of air in the tube will prevent the tube from pinching when reassembling the split rim.

Caution: On the tire it states maximum tire pressure is 50psi. This is a maximum tire pressure and the tires should never be inflated to this pressure.


Attention: Tires should be maintained at the correct pressure noted above to ensure even wear and ride comfort.

SHOPRIDER®

TROUBLE SHOOTING GUIDE

Circuit Breaker

Your scooter is fitted with the latest in electronic controls that are programmed to protect the electrical system from abnormal overloads. Fitted for extra protection is a circuit breaker, should there be a situation that your scooter stops for no apparent reason please check that the circuit breaker has not popped out. The circuit breaker can be found on the battery pack.



Check List

If your scooter fails to operate, please check the following:

- Unit is switched on.
- All plugs and connectors are firmly fixed.
- Battery level shows full charge.
- Freewheeling device is in the drive position.

If the free wheel device has been operated with the scooter switched on, then the scooter will not operate until the ignition key has been switched off and then on again.

Please consult your dealer if your scooter does not run after checking these points.

Sleep Mode

If the control system is left on and not used for more than 5 minutes, it may automatically “go to sleep.” Simply turn the key off and back on to reset.

SHOPRIDER®

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model Name		TE-GK9
Overall Dimensions: L ¹ x W x H	mm(in)	1050(41) x 560(22) x 880(35)
Front Tire Diameter	pcs x in	2 x 9"
Rear Tire Diameter	pcs x in	2 x 9"
Suggested User Weight (on the Level Road)	kg(lb)	136(300)
Total Weight (w/ Battery Pack, Basket, Seat)	kg(lb)	56(123)
Battery Capacity	_V_Ah x Pcs	12V 22Ah x 2
Charger	Amp	5A
Rated Power of Motor (Reference Only)	W	270
Max. Speed ²	kph(mph)	6~6.6(3.8~4.1)
Safe Climbing Angle	Degrees (%)	Fig. 9
Range ³ (Per charge w/ standard battery)	km(mile)	18~20(11.3~12.5)
Turning Radius	mm(in)	1150(45)

*****ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE*****

1. To include or not the anti-tip wheels
2. Driver weight may exceed weight of the unit, speed must be reduced when turning.
3. The actual driving range varies with the factors shown below:
 - a) the weight of occupant
 - b) battery conditions
 - c) type of charger
 - d) ambient temperature
 - e) the way of driving
 - f) terrain
 - g) the wind speed
 - h) etc.

Manufacturer:

PIHSIANG MACHINERY MFG. CO., LTD.
 No. 108, Hsin-He Road,
 Hsin-Feng Hsiang
 304 Hsinchu County, Taiwan



Wellkang Ltd.
 Enterprise Hub, NW Business Complex,
 1 Beraghmore Rd, Derry, BT48 8SE,
 Northern Ireland



Wellkang Ltd.
 16 Castle St., Dover,
 CT16 1PW, England

SHOPRIDER®

NOTES



DISCLAIMER

Congratulations on your purchase of the SHOPRIDER® Scooter.

This Scooter is not intended to be used by individuals with physical limitations that could prevent the user from operating the Scooter safely. SHOPRIDER® disclaims all responsibility for any personal injury or property damage, which may occur as a result of improper or unsafe use of its products.

The preceding guidance is intended to assist you in the safe operation of this Scooter.

If you should have any questions about the correct operation of the Scooter, please contact your authorised SHOPRIDER® provider.

Please complete the information below for future reference

Shoprider Selling Dealer -	_____
Scooter Model Number -	_____
Scooter Serial Number -	_____
Date of Purchase -	_____

ATTENTION: This owner's manual is printed based on the latest specifications and product information available at the time of publication. SHOPRIDER® reserves the right to make changes as they become necessary. Any changes to the SHOPRIDER® range may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the scooter model that was purchased.

Importer

PO BOX:

SHOPRIDER EUROPE S.A.
ZAE ROBERT STEICHEN
5 RUE BOMMEL
L-4940 HAUTCHARAGE
LUXEMBOURG

Phone: +352 – 26 65 65 77

Fax: +352 – 26 65 65 1

E-Mail: info@shoprider.eu.com

Website : www.shoprider.eu.com

OFFICE & WAREHOUSE:

SHOPRIDER EUROPE S.A.
POLE EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (PED)
AVENUE DE L'EUROPE
L-4802 LAMADELAINE
LUXEMBOURG