

Οξύμετρο δακτύλου κωδ. 0803440

○ Παλμικό οξύμετρο δακτύλου
μέτρηση O₂ (SpO₂) και
τον καρδιακό ρυθμό.



Αυτόματο Σβήσιμο
όταν δεν χρησιμοποιείται



Ένδειξη ανίχνευσης
σφυγμού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εύρος μέτρησης παλμών: 25bpm-250bpm
- Ακρίβεια SpO₂: 70%-100% ±2%
- Ακρίβεια ρυθμού παλμών: ±1%/1bpm
- Κατανάλωση ενέργειας: 40mA
- Περιβάλλον λειτουργίας (°C): 5~40, υγρασία: ≤80%
- Μέθοδος εκκίνησης: Πιέστε το κουμπί για εκκίνηση
- Τροφοδοσία: 2 × 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες
- Οθόνη: LED
- Διαστάσεις: 58 × 33 × 33.5mm
- Καθαρό βάρος: 35g (χωρίς μπαταρίες)
- Αυτόματο Σβήσιμο
όταν δεν χρησιμοποιείται: 8s
- Εγγύηση: 2 Έτη

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Μπαταρίες x 2
- Εγχειρίδιο χρήσης