

# EXPLORER

SHOPRIDER®

**MOBIAK®**  
MEDICAL • FIREFIGHTING • GASES est. 1977

## ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ!

**EXPLORER:** Ανήκει στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ SCOOTER ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ με τιμή αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ **3.500,00 €**

Το **Explorer** προσφέρει επιπλέον βελτιώσεις και άνεση.

Διακρίνεται ιδιαίτερα μέσω της υψηλής ποιότητας κατασκευής του, τον ισχυρό κινητήρα και τη μεγάλη εμβέλεια του. Χάρη στους μεγάλους τροχούς και τον ισχυρό μηχανισμό κίνησης, τα κράσπεδα δεν αποτελούν πρόβλημα.



- Ισχυρός κινητήρας
- Όμορφο και άνετο τιμόνι με αναδιπλούμενη λαβή
- Φουσκωτοί τροχοί με ζάντες Αλουμινίου
- Πλήρες πακέτο φωτισμού και πλήρεις αναρτήσεις



## Τεχνικές Προδιαγραφές

Συνολικές διαστάσεις: L x W x H	mm	1430 x 680 x 1300
Διάμετρος εμπρός ελαστικού	Τεμάχια x Ίντσες	2 x 14"
Διάμετρος πίσω ελαστικού	Τεμάχια x Ίντσες	2 x 14"
Προτεινόμενο βάρος χρήστη	Κιλά	225
Συνολικό βάρος (με μπαταρίες, καλάθι, κάθισμα)	Κιλά	147
Χωρητικότητα μπαταρίας	V Ah x Τεμάχια	12V 75Ah x 2
Φορτιστής	Amp	8A
Ονομαστική ισχύς κινητήρα	W	750 (1)
Μέγ. Ταχύτητα	Kph	14,5~15
Ασφαλής γωνία αναρρίχησης	Μοίρες	12°
Αυτονομία (Ανά φόρτιση με την τυπική μπαταρία)	Χλμ	50~54
Ακτίνα περιστροφής	mm	1800

