

# CROSSY

SHOPRIDER®

**MOBIAK®**  
MEDICAL • FIREFIGHTING • GASES est. 1977

**CROSSY:** Ανήκει στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ SCOOTER ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με τιμή αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ **2.300,00 €**

Το σκούτερ **Crossy** θα σας πάει οπουδήποτε θέλετε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έρχεται με συμπαγή ελαστικά, μαλακό περιστρεφόμενο κάθισμα.

Το **Crossy** διαθέτει τον τέλειο συνδυασμό ευελιξίας, εύκολης λειτουργίας και επιδόσεων.

Αποσυναρμολογείται γρήγορα χωρίς εργαλεία.



## Τεχνικές Προδιαγραφές



- Εύκολη αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
- Περιστρεφόμενο κάθισμα με επένδυση
- Ρυθμιζόμενα μπράτσα και κάθισμα
- Διαχωρίσιμη μπαταρία 2 x 21Ah
- Μπροστινός προφυλακτήρας
- Ελαστικά ανθεκτικά στη διάτρηση

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Συνολικές διαστάσεις: L x W x H                | mm               | 1050 x 560 x 880 |
| Διάμετρος εμπρός ελαστικού                     | Τεμάχια x ΄ντσες | 2 x 9"           |
| Διάμετρος πίσω ελαστικού                       | Τεμάχια x ΄ντσες | 2 x 9"           |
| Προτεινόμενο βάρος χρήστη                      | Κιλά             | 136              |
| Συνολικό βάρος (με μπαταρίες, καλάθι, κάθισμα) | Κιλά             | 56               |
| Χωρητικότητα μπαταρίας                         | V Ah x Τεμάχια   | 12V 22Ah x 2     |
| Φορτιστής                                      | Amp              | 5A               |
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα                      | W                | 270              |
| Μέγ. Ταχύτητα                                  | Κρη              | 6~6,6            |
| Ασφαλής γωνία αναρρίχησης                      | Μοίρες           | 9°               |
| Αυτονομία (Ανά φόρτιση με την τυπική μπαταρία) | Χλμ              | 18~20            |
| Ακτίνα περιστροφής                             | mm               | 1150             |

